

TRMSアップデート 2026/1/21

Where Lab Meet Logistics

研究活動にロジスティクスの力を

TRMSプロジェクトチーム
東京化成工業株式会社



在庫管理ページを含む編集ボタンの一新

The screenshot displays two instances of the TRMS software interface. The top instance shows the '修正' (Edit) tab highlighted with a yellow border. The bottom instance shows the '編集中' (Edit mode) button highlighted with a yellow border. A large blue arrow points from the '修正' tab in the top header to the '編集中' button in the bottom header, indicating the transition from the previous edit tab to the new edit mode button.

管理番号	製品名	製品コード	残量	ルーム	操作
FA001	アセトン [吸光分析用]	A0054-500ML	500 mL	TEST	廃棄
AA007	ヘキサン [GC用標準物質]	S0278-5ML	5 mL	TEST	廃棄
AA006	ジシクロヘキシルアミン	D0435-25ML	20 mL	TEST	廃棄
AA005	ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (ソ…)	D1238-25G	25 g	TEST	廃棄

修正タブを廃止し、編集中ボタンを実装しました。
編集操作がよりわかりやすくなりました。



一部の製品名の修正に対応

The screenshot shows a software interface for managing inventory. At the top, there are navigation icons: a bottle, a list labeled '在庫' (Inventory), and a document with an arrow labeled '持出中' (On Hold). On the left, there are four vertical icons: a bottle, a shopping cart, a magnifying glass, and a gear.

The main area displays a table of products:

管理番号	製品名	製品コード	残量
ZZ1222	<p>名称(EN)</p> <input type="text"/> <p>名称(JA)</p> <input type="text" value="実験サンプルA"/>		1 g
ZZZ102	<p>シタロプラム臭化水素酸塩</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="…"/></p>	C2370-1G	1 g

A yellow rectangular box highlights the '名称(JA)' (Name (JA)) input field for the first row, which contains the text '実験サンプルA'. Below this row, a tooltip or callout box is visible, containing the text 'シタロプラム臭化水素酸塩' and two buttons: a checkmark icon and a dashed ellipsis icon.

独自品やカタログ外品など、一部の製品は編集モードで製品名の変更が可能になりました。

タグによるソート機能の追加



品番	利用可	タグ	元素
	利用可	予備	C H P Pd
	利用可		C H O
	利用可		C H P Pd
	利用可	予備	C H N O
	利用可	高価試薬	

従来のタグの検索に加えて、タグによる並べ替えが可能になりました。



ユニット設定の機能追加



代理店編集メニューを改善しました。
代理店の登録解除が可能になりました。



ユニット設定の機能追加

The screenshot shows the 'Unit Setting' page in the TRMS application. The top navigation bar includes links for User Management, Room Management, Storage Management, Tag Management, and Unit Setting. On the left, there are icons for Agent (代理店), Delivery Address (届け先), and Settings (設定). The main area displays 'Unit Name' (ユニット名) with two entries: 'Name(EN)' containing 'TRMS-Lab' and 'Name(JA)' containing 'TRMS研究室'. Below this is a section for 'Order Number Prefix' (発注番号プレフィックス) with the value '000 000 0000'. Further down, there's a link to 'Other User Information' (他ユーザー情報の表示) and a 'Mail Address' (メールアドレス) section for 'User Management'. A dropdown menu shows 'User' selected, with a 'Show Only' (以上のみ表示) button next to it. A green toggle switch is also present.

ユニット設定でユニット名の変更ができるようになりました。
発注番号プレフィックスを設定できるようになりました。




発注画面の備考欄を編集可能に変更

CAS	容量	単位	合計金額	備考	単価	操作
19-09-7	500	mL	3,700 JPY	在庫ストック	3,700 JPY	取消
6-05-8	500	mL	2,600 JPY		2,600 JPY	取消
6-05-8	25	mL	2,100 JPY		2,100 JPY	取消

発注画面の備考欄が、登録後でも編集可能になりました。

ユーザーアイコンの機能拡充



ユーザープロフィール設定のアイコンで、選択した写真の切り抜き場所を選べるようになりました。