

TRMSアップデート 2026/5/15

## Where **Lab** Meet **Logistics**

---

研究活動にロジスティクスの力を

TRMSプロジェクトチーム  
東京化成工業株式会社



# テーブル表示設定リセット機能

The screenshot displays the TRMS DEMO interface. At the top, there is a navigation bar with 'TRMS DEMO' and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for '在庫' (Inventory) and '持出中' (Outgoing). A table lists various items with columns for checkboxes, status, inventory number, product name, product code, and quantity. A settings menu is open on the right, showing various display options like '炭素数', 'CAS', 'メーカー', '入庫日', '開封日', '所有者', '容量', '単位', '単価', '分子量', 'SMILES', and '比重'. The option 'このテーブルの表示設定を全てリセット' (Reset all display settings for this table) is highlighted with a yellow box.

	備考	管理番号	製品名	製品コード	
<input type="checkbox"/>		IS019	9,10-ジニトロアントラセン	EXP-7-1	0.3 g
<input type="checkbox"/>		ZZ002		A9695	0.95
<input type="checkbox"/>		ZZ001	1-Allyl-3,5-diglycidylisocyanurate	A9695	1 kg
<input type="checkbox"/>		AA0004	TLC	C7522-1MG	1 mg
<input type="checkbox"/>		KUR003	N-[(9H-フルオレン-9-イルメトキシ)カルボニ...	A2894-1G	1 g
<input type="checkbox"/>		TEST-0427-02	名前1	EXP-19-2	1 g
<input type="checkbox"/>	持出中	aaa	AAAAA	EXP-12-1	1 g
<input type="checkbox"/>		AA123		EXP-2-1	2 g
<input type="checkbox"/>	持出中	XYZ-0427-A	竹製		3 mg
<input type="checkbox"/>		AA007	ヘキサン [GC用標準物質]	S0278-5ML	5 mL
<input type="checkbox"/>		IS017	9-ニトロアントラセン	N0987-5G	5 g
<input type="checkbox"/>		IS040		EXP-3-8	5 g
<input type="checkbox"/>		IS032	N-アセチル-DL-ヒスチジン-水和物	A0698-5G	5 g

テーブル表示の設定リセット機能が追加されました。

# 在庫情報への価格の追加

↓ CSV出力    登録    編集    ... その他

単位	単価	分子量	SMILES	比重
g	4,000 JPY	268.228	<chem>O=[N+][[O-]]c1c...</chem>	
kg				
kg	3,000 JPY			
mg	200 JPY	523.6	<chem>CC1CCC2(C(CC(C...</chem>	
g		78.095	<chem>CCC.P</chem>	0.23

在庫一覧で価格項目が追加されました。価格は在庫登録時に入力可能です。発注機能を使っている場合はその金額がデフォルトで入ります。

# キーワード検索の備考欄対応

在庫 持出中

Q prod X 構造式検索 詳細検索

CSV出力 登録 編集 その他

		備考	管理番号	製品名	製品コード	残量	
<input type="checkbox"/>	利用可	projectA	ZZ001	1-Allyl-3,5-diglycidylisocyanurate	A9695	1 kg	TEST2
<input type="checkbox"/>	利用可	projectA	S017	9-ニトロアントラセン SDS	N0987-5G	5 g	TEST2
<input type="checkbox"/>	利用可		TEST-0427-01	prod1 2	EXP-19-1	100 g	TEST-TAK
<input type="checkbox"/>	利用可	projectA	S014	water	EXP-3-3	100 g	TEST2
<input type="checkbox"/>	利用可		ZZ003	メタクリル酸3-(トリメトキシシリル)プロピル SDS	M0725-500ML	500 mL	TEST2
<input type="checkbox"/>	利用可		ZZ006	イソプロピルアルコール SDS	I0163-500ML	500 mL	TEST2

ストレージ管理のキーワード検索で備考欄も対象として検索できるようになりました。